



Philips Sonicare
DiamondClean
Brosse à dents électrique

5 modes

2 brosse-langue
Verre de charge, coffret de voyage
avec mode Deep Clean

DiamondClean



HX9393/93

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle
- Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Assure un nettoyage optimal

- Suit le contour de vos dents et de vos gencives pour un nettoyage en profondeur
- Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches
- Nouveau mode Deep Clean pour les zones difficiles
- Une action de nettoyage dynamique pour une meilleure santé bucco-dentaire

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Double système de charge : verre et coffret de voyage
- Minuteurs pour encourager un brossage rigoureux



asimpleswitch.com


PHILIPS
sonicare

Brosse à dents électrique
5 modes 2 brosse-langue, Verre de charge, coffret de voyage, avec mode Deep Clean

HX9393/93

Points forts

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire



Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès, grâce à la tête de brosse AdaptiveClean.

Effet blancheur 2 fois plus efficace



Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.

Améliore la santé des gencives



Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre


les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Tête de brosse AdaptiveClean



Notre tête de brosse AdaptiveClean est la seule tête de brosse à dents électrique capable de suivre la forme exacte de vos dents et de vos gencives. Grâce à ses côtés doux et souples en caoutchouc, elle s'adapte aux contours de chaque dent. Vous obtenez ainsi jusqu'à 4 fois plus de points de contact avec la surface des dents, ce qui vous permet d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire le long des gencives et entre les dents. Elle absorbe les excès de pression que vous pourriez exercer le long des gencives, ce qui vous permet de les préserver, quelle que soit votre technique de brossage.

Tête de brosse DiamondClean



Les têtes de brosse DiamondClean offrent les meilleures performances d'éclaircissement de la gamme Philips Sonicare. Elles sont dotées de brins implantés en forme de losange qui nettoient efficacement et en douceur les taches extrinsèques ainsi que la plaque dentaire. Les taches causées par le café, le thé,

le vin rouge, les cigarettes et le tabac sont éliminées en seulement 1 semaine.

Mode Deep Clean



Notre nouveau mode Deep Clean offre un brossage exceptionnel dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement unique de la tête de brosse dans ce mode associé à une longue durée de brossage de 3 minutes font de ce mode le choix idéal si vous souhaitez porter une attention particulière aux zones difficiles.



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Modes

- Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
- White: Élimine les taches à la surface des dents
- Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives
- Gum Care: Masse les gencives en douceur
- Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

Accessoires inclus

- Manches: 1 DiamondClean
- Têtes de brosse: 2 DiamondClean standard, 1 AdaptiveClean
- Verre de charge: 1
- Coffret de voyage: Coffret de voyage USB

Design et finition

- Couleur: Rose or

Performances de brossage

- Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brosse par minute
- Performance: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*
- Bienfaits santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines

- Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace
- Minuteur: Fonctions Smartimer et Quadpacer

Facile d'utilisation

- Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser
- Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
- Manche: Design ergonomique ultracompact
- Afficheur: Écran lumineux

Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Type de batterie: Lithium ION
- Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines*

Alimentation

- Tension: 110-220 V

Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans



Date de publication
2018-04-05

Version: 2.1.1

EAN: 08 71010 38141 46

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean